

medisit 

# Productcatalogus

Ziekenhuis | Zorg | Kantoor  
Dentaal | Onderwijs | Industrie  
Veterinair | Laboratoria



# Gezond zitten: dat is Medisit

Ondanks dat zitten comfortabel lijkt, bevordert het niet altijd de gezondheid. Onze zitoplossingen en aanverwante producten ontwikkelen we daarom vanuit één visie: het bieden van een oplossing die optimaal aansluit bij gebruik, gezondheid en budget.

Hoe we dat doen? Door letterlijk op de werkvloer te observeren hoe onze klanten zich gedurende een dag bewegen. Zowel op de stoel als ernaast. En door natuurlijk goed te luisteren naar de wensen van onze klanten. Deze informatie is cruciaal om de beste ergonomische oplossingen te leveren die bijdragen aan gezond zitten, bewegen én perfect aansluiten bij uw behoefte.

Waar Medi in Medisit dan voor staat? Al onze producten zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor de medische sector. Dit betekent niet dat onze oplossingen ook enkel geschikt zijn voor medisch gebruik. Integendeel zelfs, we leveren ook veel van onze zitoplossingen aan het onderwijs, de industrie of kantoren.

Dat onze stoelen geschikt zijn voor medisch gebruik betekent vooral dat ze voldoen aan de hoogst geldende kwaliteitseisen en veiligheidsnormen die gelden voor medische oplossingen. Een voordeel, want welke sector wil nu niet stoelen van topkwaliteit?

Het grootste deel van ons assortiment ontwikkelen en produceren we dus zelf. Unieke stoelen van bijzonder hoge kwaliteit. Speciaal voor klanten in de zorgsector bieden we naast onze eigen stoelen ook een aantal unieke zorghulpmiddelen aan.

Dit selecte assortiment aanverwante producten is ontstaan vanuit het contact met onze medische relaties. Vanuit onze ervaring in de medische sector selecteren wij inmiddels al jaren unieke zorghulpmiddelen die voldoen aan onze kwaliteitsnormen en zijn wij van een aantal producten zelfs exclusief leverancier in Nederland.

Zie pagina 74 voor de volledige lijst van aanverwante producten.



# Inhoud

<b>Over Medisit</b>	<b>2</b>	<b>Support Specials</b>		<b>Vierpootstoelen</b>	
<b>Bekleding &amp; Voorwaarden</b>	<b>67</b>	Callista	28	Eleni	50
<b>Service</b>	<b>69</b>	Callista Small	28	Bork	51
<b>Contact</b>	<b>70</b>	Lean Chair	29	<b>Krukken divers</b>	
<b>Tabouretten</b>		<b>Zit-Stahulpen</b>		Garagekruk	52
Hoxa	4	Altera	30	Volgkruk	53
Hoxa Ergo	6	Toppar	31	<b>Voet- en beensteunen</b>	
Hoxa Curve	8	<b>Patiëntstoelen</b>		Voetsteun	54
Hoxa PU & Beuken	10	Curie	32	Beensteun	55
<b>Vierpootskrukken</b>		Veria	33	<b>Sta-op &amp; Transfer</b>	
Kruk vrij	13	Arteria	34	Assist	56
Kruk gelijke spijlen	13	Dermo	36	<b>Douche &amp; Toilet</b>	
Kruk ongelijke spijlen	13	Mammo	37	Shado	57
<b>Werkstoelen</b>		Stephen H Anna	38	Noa	58
Evora	14	Stephen H Comfort 2.0	39	<b>Special</b>	
Evora High	14	<b>Operatiestoelen</b>		Captifo	60
Evora ESD		SurgiMove	40	<b>Budget</b>	
& Cleanroom	16	George	41	Evora	62
Laboris	18	Airox	42	Altera	63
<b>Zadelkrukken</b>		Labtec	44	Actavis	64
Twizzy	20	<b>Trippelstoelen</b>		Hoxa	66
Twizzy Small	22	Solus	46		
Twizzy Dynamic	24	Levi	47		
Twizzy PU	26	Adam	48		
		Milo	49		



zithoogte



werkhoogte



hoogte

De **Hoxa** tabouretten zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de zorg. Standaard zijn de tabouretten voorzien van Stamskin bekleding dat bloed- en urinebestendig is. Daardoor is de tabouret bij uitstek geschikt voor gebruik in een omgeving waar hygiëne van groot belang is. De Hoxa heeft een comfortabele zitting met 6 cm dik schuim.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium kruisvoet
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Blokkeerbare wielen
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Verstelbare zithoek
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Wegklapbare armleggers
- Hydraulische voetpomp
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg

*\*Dit product is ook leverbaar in een budgetvariant, zie pagina 66.*



# TABOURETTEN



**300.0**

ZH 36-44 cm  
WH 60-70 cm



**300.1**

ZH 45-60 cm  
WH 70-80 cm



**300.2**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm



**300.3**

ZH 59-84 cm  
WH 80-100 cm



**300.4**

68-93 cm  
90-110 cm



**300.7**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



**301.0**

ZH 36-44 cm  
WH 60-70 cm



**301.1**

ZH 45-60 cm  
WH 70-80 cm



**301.2**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm



**301.3**

ZH 59-84 cm  
WH 80-100 cm



**301.4**

68-93 cm  
90-110 cm



**301.7**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



**305.0**

ZH 36-44 cm  
WH 60-70 cm



**305.1**

ZH 45-60 cm  
WH 70-80 cm



**305.2**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm



**305.3**

ZH 59-84 cm  
WH 80-100 cm



**305.4**

ZH 68-93 cm  
WH 90-110 cm



**305.7**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer

# Hoxa Ergo

# TABOURETTEN


Uniek aan de **Hoxa Ergo** is de ergonomische zitvorm. Deze is volgens de laatste ergonomische inzichten ontworpen en biedt een optimaal zitcomfort. Hierdoor u gedurende lange tijd uw werkzaamheden uitvoeren zonder extra vermoeidheidsklachten. Standaard zijn de tabouretten voorzien van Stamskin bekleding. De Hoxa Ergo met voetbediende hoogteverstelling is vooral een uitkomst als u uw handen vrij wilt houden om steriele redenen.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium kruispoot
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Verstelbare zithoek
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Armleggers 3D
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Armleggers 4D
- Blokkeerbare wielen
- Wegklapbare armleggers
- Vloerdoppen
- Hydraulische voetpomp
- Voetenring
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



# TABOURETTEN



**310.0**

ZH 37-45 cm  
WH 60-70 cm



**310.1**

ZH 46-61 cm  
WH 70-80 cm



**310.2**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**310.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**310.4**

ZH 69-94 cm  
WH 90-110 cm



**310.7**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



**311.0**

ZH 37-45 cm  
WH 60-70 cm



**311.1**

ZH 46-61 cm  
WH 70-80 cm



**311.2**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**311.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**311.4**

ZH 69-94 cm  
WH 90-110 cm



**311.7**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



**315.0**

ZH 37-45 cm  
WH 60-70 cm



**315.1**

ZH 46-61 cm  
WH 70-80 cm



**315.2**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**315.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**315.4**

ZH 69-94 cm  
WH 90-110 cm



**315.7**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer

# Hoxa Curve

# TABOURETTEN

De **Hoxa Curve** tabouret kenmerkt zich door de uitsparingen in de zitting voor de bovenbenen. Door deze uitsparingen ontstaat er minder druk bij langdurig zitten. Dit komt de bloedsomloop ten goede en vermindert vermoeidheidsklachten. Voor extra comfort kan de Hoxa Curve uitgerust worden met een lage rug of een gebogen lendesteun. Standaard zijn de tabouretten voorzien van Stamskin bekleding.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium kruisvoet
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Blokkeerbare wielen
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Verstelbare zithoek
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Wegklapbare armleggers
- Hydraulische voetspomp
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg





# TABOURETTEN



**320.0**

ZH 37-45 cm  
WH 60-70 cm



**320.1**

ZH 46-61 cm  
WH 70-80 cm



**320.2**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**320.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**320.4**

ZH 69-94 cm  
WH 90-110 cm



**320.7**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



**321.0**

ZH 37-45 cm  
WH 60-70 cm



**321.1**

ZH 46-61 cm  
WH 70-80 cm



**321.2**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**321.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**321.4**

ZH 69-94 cm  
WH 90-110 cm



**321.7**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



**325.0**

ZH 37-45 cm  
WH 60-70 cm



**325.1**

ZH 46-61 cm  
WH 70-80 cm



**325.2**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**325.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**315.4**

ZH 69-94 cm  
WH 90-110 cm



**325.7**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer

# Hoxa PU & Beuken

# TABOURETTEN

De **Hoxa PU** tabouretten zijn standaard voorzien van de nieuwste generatie polyurethaan (pur) zittingen. De zachtere pur zit bijzonder aangenaam voor de gebruiker. De **Hoxa Beuken** is standaard voorzien van een beuken-zitting. Beide tabouretten laten zich makkelijk reinigen en zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in ruimtes waar hygiëne van groot belang is. Standaard zijn beide tabouretten voorzien van een gasveer-hoogteverstelling, een aluminium kruispoot en grote wielen met een zacht loopvlak.

Voor extra comfort en hygiëne kunnen de tabouretten uitgerust worden met een voetbediende gasveer of een hydraulische voetpomp.

## Standaard

- Aluminium kruispoot
- Vaste zithoek
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Blokkeerbare wielen
- ESD wielen
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



# TABOURETTEN



**100.0**

ZH 34-42 cm  
WH 60-70 cm



**100.1**

ZH 43-58 cm  
WH 70-80 cm



**100.2**

ZH 51-69 cm  
WH 70-90 cm



**100.3**

ZH 58-83 cm  
WH 80-100 cm



**100.4**

ZH 67-92 cm  
WH 90-110 cm



**100.7**

ZH 51-69 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



**680.0**

ZH 36-44 cm  
WH 60-70 cm



**680.1**

ZH 41-56 cm  
WH 70-80 cm



**680.2**

ZH 49-67 cm  
WH 70-90 cm



**680.3**

ZH 56-81 cm  
WH 80-100 cm



**680.4**

ZH 65-90 cm  
WH 90-110 cm

# Vierpootskrukken

De **Vierpootskruk** biedt veel stabiliteit en de mogelijkheid deze kruk af te stemmen op de rest van het interieur. Alle vierpootskrukken zijn namelijk verkrijgbaar in diverse uitvoeringen qua materiaal, kleur en hoogte. De zitting van de krukken is leverbaar in onverwoestbaar PUR (polyurethaan), beukenhout of een gestoffeerde zitting. De onderstellen zijn verkrijgbaar in wit, zwart, lichtgrijs, zilver of chroom. Daarnaast is er keuze voor drie verschillende stijlen onderstellen: Zonder verbindingsspijlen, met gelijke spijlen en met ongelijke spijlen. Alle krukken zijn goed stapelbaar.

## **Standaard**

- Metaal onderstel in wit, zwart, lichtgrijs of zilver
- Beukenhouten zitting

## **Opties**

- Chroom onderstel
- Polyurethaan zitting
- Kunstleer zwart
- Stamskin bekleding

De Kruk vrij is verkrijgbaar in zeven hoogtematen: 26, 30, 34, 38, 42, 45 en 50 cm.



# VIERPOOTSKRUKKEN

## Kruk vrij



## Kruk gelijke spijlen



## Kruk ongelijke spijlen



# Evora & Evora High

De **Evora werkstoelen** zijn universeel inzetbaar. Ze zijn leverbaar in diverse hoogtes en kunnen worden voorzien van verstelbare armleggers, schuifzitting, verstelbare voetenring en een opblaasbare lumbaalsteun. De **Evora High** (blauw, type 223) is standaard voorzien van een hogere rug. De stoel kan bekleed worden met stof, kunstleer of Stamskin.

Stamskin is waterafstotend en eenvoudig in onderhoud. Bovendien is het bloed- en urinebestendig en voldoet het aan strenge brandveiligheidsnormen. Hierdoor is de stoel geschikt voor ruimtes waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium kruispoot
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Verstelbare zithoek
- Synchroonmechaniek
- Lumbaalsteun met handpomp
- Verstelbare zitdiepte (schuifzitting)
- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Opklapbare voetenplank
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Wegklapbare armleggers
- Gasveer belastbaar tot 200 kg

*\*Dit product is ook leverbaar in een budgetvariant, zie pagina 62.*



# WERKSTOELN



**222.1**

ZH 44-59 cm

WH 70-80 cm



**222.2**

ZH 52-70 cm

WH 70-90 cm



**222.3**

ZH 59-84 cm

WH 80-100 cm



**222.4**

ZH 70-95 cm

WH 90-110 cm



**223.1**

ZH 44-59 cm

WH 70-80 cm



**223.2**

ZH 52-70 cm

WH 70-90 cm



**223.3**

ZH 59-84 cm

WH 80-100 cm



**223.4**

ZH 70-95 cm

WH 90-110 cm



# Evora ESD & Cleanroom

Door kleine elektrische schokken kan schade ontstaan aan elektronische apparatuur. Om dit te voorkomen wordt de **Evora ESD** stoel voorzien van geleidende componenten en stoffering zodat continu elektrostatische ontlading plaats kan vinden. Hierdoor blijven de 'schokjes' achterwege en blijft de kwaliteit van uw werkzaamheden gewaarborgd. De Evora ESD stoelen zijn verkrijgbaar in antistatisch kunstleer of antistatische stof.

De **Evora Cleanroom** stoelen zijn alleen verkrijgbaar in antistatisch kunstleer en bovendien is de zitting voorzien van een Hepa filter. Dit filter zorgt ervoor dat er geen stofdeeltjes in de ruimte kunnen belanden.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium kruispoot
- ESD wielen
- Antistatische bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Verstelbare zithoek
- Lumbaalsteun met handpomp
- Verstelbare zitdiepte (schuifzitting)
- Hoge rug
- ESD wielen
- ESD vloerdoppen
- Voetenring
- Opklapbare voetenplank
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Wegklapbare armleggers
- Gasveer belastbaar tot 200 kg





# WERKSTOELN



**222.1 ESD**

ZH 44-59 cm  
WH 70-80 cm



**222.2 ESD**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm



**222.3 ESD**

ZH 59-84 cm  
WH 80-100 cm



**222.4 ESD**

ZH 70-95 cm  
WH 90-110 cm



ESD-stoelen verkrijgbaar  
in antistatisch kunstleer  
of stof (kleur zwart)



**222.1 CLR**

ZH 44-59 cm  
WH 70-80 cm



**222.2 CLR**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm



**222.3 CLR**

ZH 59-84 cm  
WH 80-100 cm



**222.4 CLR**

ZH 70-95 cm  
WH 90-110 cm



Cleanroomstoelen alleen  
ver verkrijgbaar in antistatisch  
kunstleer (kleur zwart)



De **Laboris** werkstoel is bij uitstek geschikt voor het veeleisende werk in laboratoria. De ergonomisch vormgegeven zitting zit als geen ander en de verstelbare rug biedt optimale ondersteuning. De zitting en rug zijn gemaakt van hoogwaardig polyurethaan wat zich makkelijk laat reinigen. Bovendien is het bestand tegen diverse chemische stoffen.

Voor extra comfort kunnen de stoelen worden voorzien van armleggers of een schuifzitting.

## Standaard

- Verstelbare zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium kruispoot
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- ESD wielen
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Opklapbare voetenplank
- Verstelbare zitdiepte (schuifzitting)
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Wegklapbare armleggers
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



# WERKSTOELN



**123.1**

ZH 41-56 cm  
WH 70-80 cm



**123.2**

ZH 47-65 cm  
WH 70-90 cm



**123.3**

ZH 54-79 cm  
WH 80-100 cm



**123.4**

ZH 65-90 cm  
WH 90-110 cm



De **Twizzy** zadelkruk blijkt steeds vaker een adequate oplossing te zijn voor mensen met rugproblemen, vermoeide benen en/of voeten en reumatische klachten. Dit komt doordat op een zadelkruk het bekken naar voren wordt gekanteld. Hierdoor komt de wervelkolom in een natuurlijke houding te staan en ontstaat er minder spanning in de rugspieren. De gebruiker raakt minder snel vermoeid kan langer ontspannen zijn werk uitvoeren. De zadelzitting is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: De Twizzy en de Twizzy Small (zie volgende pagina). De Twizzy Small is speciaal ontwikkeld voor personen met een smaller postuur.

De Twizzy zadelkrukken kunnen worden voorzien van een Flexmechaniek waardoor een actieve zitvorm ontstaat. Het zadel beweegt licht mee waardoor de rugspieren extra getraind worden.

## **Standaard**

- Vaste zithoek
- Aluminium kruispoot
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## **Opties**

- Verstelbare zithoek
- Flexmechaniek onder zitting
- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Armleggers 2D
- Armleggers 3D
- Handgreep
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



# ZADELKRUKKEN



**330.0**

ZH 39-47 cm  
WH 60-70 cm



**330.1**

ZH 48-63 cm  
WH 70-80 cm



**330.2**

ZH 56-74 cm  
WH 70-90 cm



**330.3**

ZH 63-88 cm  
WH 80-100 cm



**330.4**

ZH 73-98 cm  
WH 90-110 cm



**330.7**

ZH 56-74 cm  
WH 70-90 cm  
voelbediende gasveer



**331.0**

ZH 39-47 cm  
WH 60-70 cm



**331.1**

ZH 48-63 cm  
WH 70-80 cm



**331.2**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**331.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**331.4**

ZH 69-94 cm  
WH 90-110 cm



**331.7**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm  
voelbediende gasveer

Flex-mechaniek



# Twizzy Small

De **Twizzy Small** zadelkruk blijkt steeds vaker een adequate oplossing te zijn voor mensen met rugproblemen, vermoeide benen en/of voeten en reumatische klachten. Dit komt doordat op een zadelkruk het bekken naar voren wordt gekanteld. Hierdoor komt de wervelkolom in een natuurlijke houding te staan en ontstaat er minder spanning in de rugspieren. De gebruiker raakt minder snel vermoeid kan langer ontspannen zijn werk uitvoeren. De zadelzitting is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: De Twizzy en de Twizzy Small. De Twizzy Small is speciaal ontwikkeld voor personen met een smaller postuur.

De Twizzy zadelkrukken kunnen worden voorzien van een Flexmechaniek waardoor een actieve zitvorm ontstaat. Het zadel beweegt licht mee waardoor de rugspieren extra getraind worden.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Aluminium kruispoot
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Verstelbare zithoek
- Flexmechaniek
- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Armleggers 2D
- Armleggers 3D
- Handgreep
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



Twizzy









Twizzy Small



# ZADELKRUKKEN

					
<b>340.0</b>	<b>340.1</b>	<b>340.2</b>	<b>340.3</b>	<b>340.4</b>	<b>340.7</b>
ZH 39-47 cm WH 60-70 cm	ZH 48-63 cm WH 70-80 cm	ZH 56-74 cm WH 70-90 cm	ZH 63-88 cm WH 80-100 cm	ZH 73-98 cm WH 90-110 cm	ZH 56-74 cm WH 70-90 cm voetbediende gasveer

					
<b>341.0</b>	<b>341.1</b>	<b>341.2</b>	<b>341.3</b>	<b>341.4</b>	<b>341.7</b>
ZH 39-47 cm WH 60-70 cm	ZH 48-63 cm WH 70-80 cm	ZH 56-74 cm WH 70-90 cm	ZH 63-88 cm WH 80-100 cm	ZH 73-98 cm WH 90-110 cm	ZH 56-74 cm WH 70-90 cm voetbediende gasveer



# Twizzy Dynamic

De **Twizzy Dynamic** zadelkruk is ideaal bij werkzaamheden waarbij men wisselend staat en zit. Het dynamische schotelonderstel zorgt voor een actieve zithouding, wat helpt bij het voorkomen van rugklachten. De ergonomische vorm van het zadel helpt het bekken makkelijk te kantelen en daarmee een correcte rughouding aan te nemen. De voeten blijven stevig op de grond staan en dat geeft de vereiste stabiliteit. Daarnaast worden op deze kruk onbewust de kleine rug- en buikspieren getraind.

## **Standaard**

- Vaste zithoek
- Aluminium schotelonderstel met flexmechaniek
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## **Opties**

- Verstelbare zithoek
- Flexmechaniek onder zitting
- Handgreep
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg





# ZADELKRUKKEN



**350.1**

ZH 46-61 cm  
WH 70-80 cm



**350.2**

ZH 54-72 cm  
WH 70-90 cm



**350.3**

ZH 61-82 cm  
WH 80-100 cm



Dynamisch  
schotelonderstel

# Twizzy PU ZADELKUKKEN

De zadelzitting van de **Twizzy PU** voorkomt vermoeidheid doordat de wervelkolom in een correcte ergonomische houding gezet kan worden. De kleine aluminium kruispoot en de grotere wielen zorgen ervoor dat u zich bijzonder soepel kunt verplaatsen terwijl u zit.

De Twizzy PU kan ook worden voorzien van een verstelbare rug en verstelbare armleggers. De zitting en rug zijn gemaakt van hoogwaardig polyurethaan. Dat laat zich makkelijk reinigen en is bovendien bestand tegen diverse chemische stoffen.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Aluminium kruispoot
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Verstelbare zithoek
- Flexmechaniek onder zitting
- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- ESD wielen
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Armleggers 2D
- Armleggers 3D
- Handgreep
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



# ZADELKRUKKEN

					
<b>130.0</b>	<b>130.1</b>	<b>130.2</b>	<b>130.3</b>	<b>130.4</b>	<b>130.7</b>
ZH 36-44 cm WH 60-70 cm	ZH 45-60 cm WH 70-80 cm	ZH 52-70 cm WH 70-90 cm	ZH 59-84 cm WH 80-100 cm	ZH 68-93 cm WH 90-110 cm	ZH 52-70 cm WH 70-90 cm voelbediende gasveer

					
<b>131.0</b>	<b>131.1</b>	<b>131.2</b>	<b>131.3</b>	<b>131.4</b>	<b>131.7</b>
ZH 36-44 cm WH 60-70 cm	ZH 45-60 cm WH 70-90 cm	ZH 52-70 cm WH 70-90 cm	ZH 59-84 cm WH 80-100 cm	ZH 68-93 cm WH 90-110 cm	ZH 52-70 cm WH 70-90 cm voelbediende gasveer



# Callista & Callista Small

De **Callista & Callista Small** bieden een revolutionaire zitbeleving: het freefloat-mechaniek met onafhankelijke rug- en zithoek maakt het wisselen van een passieve zithouding naar een actieve zithouding kinderlijk eenvoudig. De kleine lumbaalsteun zorgt daarbij voor een optimale bewegingsvrijheid en ondersteunt precies de holte in de rug waardoor de natuurlijke S-vorm gestimuleerd wordt. De druk van de lumbaalsteun is in te stellen waardoor deze comfortabel mee kan bewegen.

## Standaard

- Verstelbare zithoek
- Lumbaalsteun met handpomp
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Armleggers 2D
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



**358.1**

ZH 52-67 cm  
WH 70-80 cm



**358.2**

ZH 60-78 cm  
WH 70-90 cm



**358.3**

ZH 66-90 cm  
WH 80-100 cm



**358.7**

ZH 60-78 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



**368.1**

ZH 52-67 cm  
WH 70-80 cm



**368.2**

ZH 60-78 cm  
WH 70-90 cm



**368.3**

ZH 66-90 cm  
WH 80-100 cm



**368.7**

ZH 60-78 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



De **Callista Small** (groen, type 368) is standaard voorzien van een smallere zitting.

# Lean Chair

## SUPPORT SPECIALS

De **Lean Chair** is een unieke stoel die steun geeft bij werkzaamheden waarbij men voorover moet leunen. Dankzij de borststeun worden de rugspieren ontlast en voorkomt men schouderklachten. De stoel kan naar ieders wens ingesteld worden, zo kan de zithoek in elke positie vastgezet worden en is de tegendruk van de borststeun instelbaar. De Lean Chair is in nauwe samenwerking met het Amphia Ziekenhuis (Breda) ontwikkeld.

### Standaard

- Verstelbare zithoek
- Torsosteun
- Aluminium kruispoet
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

### Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Armsteunen
- Voetbediende gasveer
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



**469.1**

ZH 52-67 cm  
WH 70-80 cm



**469.2**

ZH 60-78 cm  
WH 70-90 cm



**469.3**

ZH 66-90 cm  
WH 80-100 cm



**469.7**

ZH 60-78 cm  
WH 70-90 cm  
voetbediende gasveer



De **Altera** stahulp biedt een perfecte ondersteuning voor mensen die staand-zittend hun werkzaamheden uitvoeren. Bij het werken met een stasteun wordt tot 60% van het lichaamsgewicht ondersteund en is opstaan relatief eenvoudig.

De Altera van Medisit voldoet aan de richtlijnen uit het Arbo-Informatieblad van het ministerie van SZW. De zitting is gemaakt van polyurethaan en is eenvoudig schoon te maken.

## Standaard

- Verstelbare zithoek
- Aluminium kruispoot of schotelonderstel
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Opklapbare voetensteun
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg

*\*Dit product is ook leverbaar in een budgetvariant, zie pagina 63.*



# Toppar

# ZIT-STAHULPEN

De **Toppar** is een stahulp met een hoge mate van comfort door de gestoffeerde zitting en rugleuning. De aflopende vorm van de zitting voorkomt drukpunten bij de bovenbenen en de zithoek is traploos verstelbaar. De bijpassende rugleuning kan in iedere gewenste positie gezet worden voor dat extra steuntje in de rug.

De compacte vormgeving maakt de Toppar bij uitstek geschikt voor gebruik in kleine ruimtes zoals bijvoorbeeld check-outs.

## Standaard

- Verstelbare zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium kruisvoet of schotelonderstel
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
  - Wielen voor harde vloeren, belast geremd
  - Blokkeerbare wielen
  - Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
  - Vloerdoppen
  - Voetenring
  - Opklapbare voetensteun
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



**880.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**881.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**881.4**

ZH 71-96 cm  
WH 90-110 cm



**890.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**891.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**891.4**

ZH 71-96 cm  
WH 90-110 cm

# Curie PATIËNTENSTOELN

De **Curie** biedt patiënten optimaal comfort tijdens onderzoek, een bloedafname of een kleine medische ingreep. Tegelijkertijd is door een compacte vormgeving de zorgprofessional in staat zich dicht bij de patiënt te begeven en past de stoel in vrijwel elke ruimte.

De Curie kan van verschillende accessoires worden voorzien zoals bloedprikarmleggers, een centrale rem en een hoofdsteun. Ook is er een podologie-uitvoering met verstelbare beensteunen.

## Standaard

- Vaste armleggers, driehoek
- Aluminium kruispoot
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Verstelbare hoofdsteun
  - Prikarmleggers 3D
  - Prikarmleggers, vaste hoek
  - Draaigeblokkeerde gasveer
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



**640.1**

ZH 44-59 cm



**640.9**

ZH 50-68 cm



**650.1**

ZH 44-59 cm



**650.9**

ZH 50-68 cm





# Veria PATIËNTENSTOELN

De **Veria** bloedprikstoel is zeer compact vormgegeven waardoor hij in iedere ruimte in te passen is. Standaard zijn deze prikstoelen voorzien van Stamskin bekleding en een in hoogte verstelbare prikarmlegger.

Optioneel is een hydraulische voetpomp, daarnaast kan men d.m.v. een centrale voetrem de stoel eenvoudig en veilig op de rem zetten.

## Standaard

- Verstelbare zithoek
- Middelhoge rug
- Prikarmlegger, vaste hoek
- Aluminium kruispoot
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Hoge rug
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Extra prikarmlegger, vaste hoek
- Prikarmleggers 3D
- Draaigeblokkeerde gasveer
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



**610.1**

ZH 44-59 cm



**610.9**

ZH 50-68 cm



**620.1**

ZH 44-59 cm



**620.9**

ZH 50-68 cm



De **Arteria** bloedafnamestoelen zijn ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, terwijl ze toch maximaal comfort aan de patiënt bieden en gemak voor de zorgprofessional. Stamskin bekleding is standaard. De verrijdbare Arteria's zijn voorzien van grote wielen, waarbij de voorwielen uitgerust zijn met een rem. Optioneel kan er een centrale rem worden geplaatst voor nog meer gemak. Andere opties zijn een hoofdsteun, 3D prikarmleggers en een papierrolhouder. De Arteria's met een beensteun kunnen in een handomdraai in de 'Trendelenburg' positie worden gebracht.

## Standaard

- Trendelenburg-verstelling (uitgezonderd de Arteria 630)
- Prikarmleggers, vaste hoek
- Stamskin bekleding

## Opties

- Centraal geremde voorwielen
- Prikarmleggers 3D
- Hoofdkussen
- Sta-op-steunen
- Papierrolhouder
- Handsfree bediening Trendelenburgpositie



# PATIËNTENSTOELN



**630**

ZH 47-64 cm  
voetpomp



**631**

ZH 47 cm  
vaste hoogte



**633**

ZH 47-67 cm  
elektrisch verstelbaar



**634**

ZH 49-69 cm  
voetpomp



**635**

ZH 49-69 cm  
voetpomp



**636**

ZH 49-69 cm  
voetpomp  
Obese uitvoering



De **Dermo** podologiestoel is ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes. De twee beensteunen zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen. Uniek aan de elektrisch verstelbare uitvoering (type 639) is de maximale zithoogte van 98 cm, waardoor het mogelijk is ook stand aan deze stoel te werken.

## Standaard

- Stamskin bekleding
- Vlakke ligpositie
- Trendelenburg-verstelling
- Verstelbare beensteunen
- Armliggers 2D
- Centraal geremde achterwielen

## Opties

- Hoofdkussen
- Sta-op-steunen
- Uitschuifbare enkelsteunen
- Papierrollhouder
- Obese-variant met hydraulische voetpomp

CE



**639**

ZH 54-94 cm  
elektrisch verstelbaar

**660.9**

ZH 50-70 cm



# Mammo

# PATIËNTENSTOELN

Een goede Mammografiestoel dient stabiel, ruim, gemakkelijk verrijdbaar, toegankelijk, eenvoudig rembaar en op alle momenten in hoogte verstelbaar te zijn. Daarnaast is een goede stabiele voetensteun van belang. De **Mammo** voldoet aan alle punten, is dankzij het H-frame enorm stabiel en is centraal te blokkeren op alle wielen. De zithouding is actief en de lage rugleuning biedt een goede ondersteuning met voldoende bewegingsvrijheid. Optioneel zijn armleuningen die in hoogte en diepte instelbaar zijn en eenvoudig te verwijderen voor een zijwaartse instap.

## Standaard

- Stamskin bekleding
- Vaste armleggers, driehoek
- Centraal geremde achterwielen

## Opties

- Armleggers 2D
- Armleggers 2D, eenvoudig afneembaar



**665**

ZH 60-80 cm  
voetpomp



# Stephen H Anna

De **Stephen H Anna** is specifiek ontwikkeld voor diverse medische ingrepen en dagbehandeling. Uniek aan deze stoel is de uitgebreide mogelijkheid de stoel elektrisch te verstellen tot de ideale houding, comfortabel voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Deze multifunctionele stoel wordt mede door de comfortmogelijkheden veel ingezet voor dialyse-, chemo en dagbehandeling.

## Opties

Deze stoel is leverbaar met diverse opties en daardoor geheel op maat samen te stellen. Tevens beschikbaar in diverse kleuren.



# Stephen H comfort 2.0

De **Stephen H comfort 2.0** is een multifunctionele en comfortabele behandelstoel en eigenlijk een bed en stoel in één. Het is dus niet nodig de patiënt te verplaatsen. Daarmee is deze stoel heel geschikt voor diverse dagbehandelingen (chemotherapie, dialyse, etc.), maar ook voor kleine medische ingrepen. Het grote elektrische verstelbereik van de stoel biedt de zorgverlener alle opties om ergonomisch te werken. Tevens is de Stephen H comfort zo ontwikkeld om veel comfort te bieden aan de patiënt als deze wat langer gebruik moet maken van de stoel. Dit is terug te zien in het design, de comfortabele zachte polstering en de intuïtieve handbediening om de stoel naar wens in te stellen.

## Opties

Deze stoel is leverbaar met diverse opties en daardoor geheel op maat samen te stellen. Tevens beschikbaar in diverse kleuren.



CE

# SurgiMove OPERATIESTOELN

De **SurgiMove** is specifiek ontwikkeld voor gebruik in operatiekamers. Uit het oogpunt van steriliteit kan de stoel zoveel mogelijk met de voet bediend worden. Zo is de zithoogte met de voet te bedienen en kan de stoel met een voetpedaal op de rem worden gezet.

Het T-vormig onderstel biedt optimale bewegingsruimte voor de voeten. Dankzij de grote gelagerde zwenkwielen is de stoel zeer eenvoudig verrijdbaar. De SurgiMove kan naar wens uitgerust worden met draaibare armleggers of 3D fixeerbare armleggers. Verschillende zitvormen en rugvormen zijn mogelijk.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Voetbediende gasveer
- Centrale rem
- Stamskin bekleding

## Opties

- Armleggers 2D
- Armleggers 3D
- Draaibare armleggers
- 3D fixeerbare armleggers



515.7

ZH 46-74 cm

525.7

ZH 56-74 cm

531.7

ZH 58-76 cm

558.7

ZH 62-80 cm



3D fixeerbare armleggers



# George OPERATIESTOELN

De **George** is een veelzijdige stoel voor chirurgen en erg comfortabel voor langdurig gebruik door de vele mogelijkheden. Zo is de hoogte en de rem met de voet te bedienen en houdt de behandelaar de handen vrij. Daarnaast zijn de armleggers verstelbaar in hoogte, diepte en hoek en is de rug van de George verstelbaar in hoogte en hoek. Ook is deze stoel prettig om op te manoeuvreren door de grote wielen in combinatie met het stabiele onderstel.

## Opties

Deze stoel is leverbaar met diverse opties en daardoor geheel op maat samen te stellen.



# Airox OPERATIESTOELN

Chirurgen en operatie-assistenten zullen deze tabouret waarderen om het extreem goede zitcomfort: De **Airox** is voorzien van een 10 cm dikke zitting die opgebouwd is uit verschillende schuimsoorten en daardoor uitermate geschikt voor langdurig gebruik.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Aluminium kruisvoet
- ESD wielen
- Airox zitting, 10 cm dik
- Stamskin bekleding
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- ESD wielen
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Blokkeerbare wielen
- Voetenring
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



360 ° draaibare rugsteun die tevens als armsteun gebruikt kan worden



# OPERATIESTOELN



**400.2**

ZH 55-74 cm  
WH 70-90 cm



**400.7**

ZH 55-74 cm  
WH 70-90 cm



**400.9**

ZH 55-74 cm  
WH 70-90 cm

Airox zitting voor  
maximaal comfort



**404.2**

ZH 55-74 cm  
WH 70-90 cm



**404.7**

ZH 55-74 cm  
WH 70-90 cm



**404.9**

ZH 55-74 cm  
WH 70-90 cm



**406.2**

ZH 60-74 cm  
WH 70-90 cm



**406.7**

ZH 60-74 cm  
WH 70-90 cm



# Labtec OPERATIESTOELN

De **Labtec** tabouretten onderscheiden zich door het hoge comfortgehalte. De zitting en de rug zijn gemaakt van het innovatieve 'Soft Touch' polyurethaan dat een hoog zitcomfort combineert met duurzaamheid en eenvoudige reiniging. Standaard zijn de tabouretten voorzien van een gasveer hoogteverstelling, een aluminium kruispoot en grote wielen met een zacht loopvlak.

Voor extra comfort en hygiëne kan de tabouret uitgerust worden met een voetbediende gasveer of een hydraulische voetpomp.

De Labtec 115 beschikt over een lendensteun die tevens als armlegger gebruikt kan worden. Optioneel zijn hoogteverstelbare armleggers en draaibare armleggers.

## Standaard

- Vaste zithoek
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Aluminium kruispoot
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- ESD wielen
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Blokkeerbare wielen
- Vloerdoppen
- Armleggers 2D
- Armleggers 3D
- Draaibare armleggers
- Voetenring
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



# OPERATIESTOELLEN



**110.1**

ZH 45-60 cm  
WH 70-80 cm



**110.2**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**110.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**110.4**

ZH 69-94 cm  
WH 90-110 cm



**110.7**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**110.9**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**115.1**

ZH 45-60 cm  
WH 70-80 cm



**115.2**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**115.3**

ZH 60-85 cm  
WH 80-100 cm



**115.4**

ZH 69-94 cm  
WH 90-110 cm



**115.7**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



**115.9**

ZH 53-71 cm  
WH 70-90 cm



# Solus TRIPPELSTOELEN

De **Solus** trippelstoel is ontwikkeld voor mensen die niet lang kunnen staan, of die moeite hebben met overeind komen en gaan zitten. De Solus is geschikt als zorghulp-middel voor personen met atrose. Ook wanneer u gewoonweg moeite met lopen heeft, is deze trippelstoel de ideale oplossing om toch mobiel te blijven.

De Solus heeft een stabiel X-vormig onderstel. Door deze vorm heeft u volop ruimte om een efficiënte trippelbeweging te maken die weinig kracht kost. Met een hendel kan de stoel op de rem worden gezet voor het veilig gaan zitten en staan.

## Standaard

- Verstelbare zithoek
- Stalen onderstel
- Zwenkwielen waarvan de achterste twee blokkeerbaar
- Urban stoffering
- Draaigeblokkeerde gasveer
- Gasveer, belastbaar tot 125 kg

## Opties

- Verstelbare zitdiepte (schuifzitting)
- Lumbaalsteun met handpomp
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Wegklapbare armleggers
- Gasveer, belastbaar tot 200 kg



De **Levi** trippelstoel is gemaakt voor het dagelijks leven en daar is comfort evengoed belangrijk in. Het instapmodel is geschikt voor mensen met voldoende beweeglijkheid in het bovenlichaam en benen. De Levi heeft in tegenstelling tot de Adam en de Milo een mechanische hoog/laag verstelling middels een gasveer, maar beschikt eveneens over de wegklapbare armleggers, dubbel geremde wielen en een opklapbare voetsteun. De bekleding is standaard in skai uitgevoerd, maar indien gewenst zijn er vele alternatieven mogelijk.

### **Opties**

Deze stoel is leverbaar met diverse opties en daardoor geheel op maat samen te stellen.



De **Adam** is een compleet elektrisch in hoogte verstelbare trippelstoel met optimaal comfort. Dankzij de anatomisch gevormde zitting en rug, is het mogelijk te ontspannen en tegelijkertijd de rug goed te ondersteunen. Verder heeft de Adam standaard elektrische hoog/laag verstelling, wegklapbare armleggers, dubbel geremde wielen en een opklapbare voetsteun. Een elektrische rem op de wielen of bediening via een losse handbediening behoort tot de mogelijkheden.

### Opties

Deze stoel is leverbaar met diverse opties en daardoor geheel op maat samen te stellen.





De **Milo** is een stabiele en elektrische trippelstoel die belastbaar is tot 250 kg. Door de robuuste en stabiele kolom is deze stoel ook bijzonder geschikt voor de wat stevige gebruiker. Het H-onderstel zorgt voor veel ruimte om met de voeten te trippelen.

De trippelstoel kan voorzien worden van diverse aanpassingen, opties en accessoires waarbij de zitting en rug volledig individueel gemaakt kunnen worden.

### **Opties**

Deze stoel is leverbaar met diverse opties en daardoor geheel op maat samen te stellen.



# Eleni VIERPOTSSTOELEN

De vierpootstoel **Eleni** wordt met name gebruikt als stoel voor wachtkamers, kantines en/of eetkamers. Deze stoel is speciaal ontwikkeld voor mensen met een breder en zwaarder postuur. De stoelen zijn eenvoudig stapelbaar tot maximaal vier stuks. Qua bekleding zijn vrijwel alle stofsoorten mogelijk en de armlegger is in twee maten verkrijgbaar (67,5 of 71,5 cm). De Eleni is belastbaar tot 250 kg en wordt standaard geleverd met 10 jaar garantie op het frame en 2 jaar op de bekleding.



# Bork VIERPOTSSTOELN

De **Bork** is een serie kunststof stoelen voor wachtkamers en/of kantines en met een strak minimalistisch Italiaanse design. Iedereen zit meteen comfortabel vanwege de ergonomisch gevormde rugleuning. Ook is een gestoffeerde inzet een optie en zijn alle stoelen uit de Bork-serie stapelbaar. Daarnaast is de Bork leverbaar in diverse kleuren, met of zonder armleuningen en in barkrukhoogte. Zo zijn de stoelen helemaal aan te passen aan het interieur waar u ze in gaat plaatsen.



# Garagekruk

De **Garagekruk** is een handige kruk met geïntegreerde opbergbak. De kruk heeft een polyurethaan zitting, ringmechaniek en is in hoogte verstelbaar. Het kunststof onderstel is voorzien van zwenkwielen en de opbergbak is bevat standaard twee losse inzetbakjes.

De Garagekruk is een ideale kruk voor projecten waarbij zittend wordt gewerkt.



695.1

ZH 44-59 cm



# Volgkruk KRUKKEN DIVERS

De **Volgkruk** is een stabiele en duurzame kruk met peervormige zitting en vier zwenkwielen. Deze kruk is zeer geschikt voor gebruik door therapeuten die cliënten helpen met lopen. Zowel voorop als achterop zit de kruk stabiel, door de dubbele gasveer op deze stoel. De Volgkruk is in hoogte verstelbaar, bevat zwenkwielen en de zitting is naar wens uit te voeren in zwart kunstleer of Stamskin (kleur naar keuze).



692

ZH 44-59 cm



# Voetensteun

Een **Voetensteun** is de intermediair tussen een goede zit- en werkhoogte. De steun draagt bij aan een betere werkhouding en kan lichamelijke klachten voorkomen.

Een voetensteun kan in combinatie met elke stoel en op elk vloeroppervlak worden gebruikt. Deze voetensteun is in hoogte verstelbaar middels rode knop (voetbediening).



Deze **Voetensteun** heeft een verstelbereik in hoogte van 11-32 cm. De hoekverstelling heeft een bereik van 0° - 30°.

# Beensteun

Een **Beensteun** is een comfortabele steun en in hoogte en hoek verstelbaar. Standaard is de steun uitgevoerd met kunstlederen bekleding, vrijlopende zwenkwielen en een aluminium kruispoot. Zowel de enkele als de dubbele beensteun is verkrijgbaar in twee hoogtematen.



**690.0**

H 30-37 cm  
enkele  
beensteun



**690.1**

H 40-55 cm  
enkele  
beensteun



**691.0**

H 30-37 cm  
dubbele  
beensteun



**691.1**

H 40-55 cm  
dubbele  
beensteun

# Assist STA-OP & TRANSFER

De **Assist** is geschikt om in te zetten bij een beperkte sta- en/of loopfunctie. De zitkussens helpen eenvoudig wanneer de cliënt niet lang kan staan.

De Assist heeft een handig voetpedaal voor de pootspreiding. Maximaal gebruikersgewicht 185 kg.





De **Shado** is een veelzijdige douchebrancard met een capaciteit van max 160 kg tot max 350 kg. Ook zijn verschillende lengte- en breedtematen beschikbaar.

De Shado heeft volledig wegkapbare RVS zijhekkken waardoor een transfer met glijlaken van (bijvoorbeeld) brancard naar bed eenvoudig is uit te voeren. De brancard wordt naar wens geleverd met elektrische voetpedalen of hydraulische verstelling voor het instellen van de hoogte en lighoek (shuin). De elektrische bediening is uit te voeren met unieke voetpedalen, waarbij de zorgverlener altijd beide handen vrij heeft. Deze voetpedalen zijn aan beide zijden van de brancard gemonteerd en daarmee vanuit elke positie goed bereikbaar. Een uitvoering met traditionele handbediening is ook mogelijk.

In Nederland is de Shado douchebrancard met een ligvlak van 71 cm breed favoriet. Deze maatvoering biedt meer ruimte om goede zorg te geven past ook nog door de Nederlands deuropeningen.

## Opties

Deze douchebrancard is leverbaar met diverse opties en daardoor geheel op maat samen te stellen.



De **NOA** douchestoelen hebben een uniek design, zijn uiterst compact en eenvoudig verrijdbaar. Deze douchestoel is ontwikkeld voor gebruik in kleinere ruimtes, al is de stoel natuurlijk ook goed in te zetten in grotere ruimtes. De stoel is eenvoudig schoon te maken, zeer stabiel en oogt elegant omdat de motoren zijn weggewerkt in het frame (de buizen) en de zitting.

De stoel is minder kolossaal, zonder in te leveren op de benodigde ruimte voor onderbewassing. Het sluitstuk van de zitting is namelijk uitwisselbaar, zodat de voor of achterzijde vrij kan blijven. Ook bevat de stoel standaard geleiderails voor po of bedpan. De kantelverstelling is onafhankelijk van de hoogte instelbaar. Hierdoor kan op elke gewenste hoogte ergonomisch goed gewerkt worden. Daarnaast is het mogelijk de wat angstige gebruikers eerst veilig laag bij de grond te kantelen alvorens ze omhoog gaan.

Standaard beschikt de NOA over armleggers waarbij met één druk op de knop een voorsluiting is te realiseren. Optioneel is ook een gordel leverbaar. De beensteunen zijn onafhankelijk van elkaar in lengte instelbaar en eenvoudig te verwijderen. De hoofdsteun is in hoogte en diepte instelbaar. De NOA bestaat uit roestvrijstaal en heeft de nieuwste vaste LiPo-accu met grote capaciteit.

De standaard NOA is geschikt tot 135 kg. Voor de zwaardere gebruikers is de NOA 190 ontwikkeld met een belastbaarheid tot 190 kg. Ook is er een extra lage variant (NOA 135 LOW) voor de kleinere gebruikers met een laagste zithoogte van 35 cm.



# DOUCHE & TOILET



# Captifo

SPECIAL

De **Captifo** is een hufterproof fotografiestoel voor arrestanten en gedetineerden. Deze stoel is speciaal ontwikkeld voor gebruik op politiebureaus en in penitiaire inrichtingen en middels een hendel eenvoudig in drie verschillende fotoposities te draaien. Door de verankering aan de vloer is de stoel extreem stabiel en veilig.



921-S

ZH 53 cm

# Budget Serie BUDGET SERIE

Kwaliteit is een groot goed, maar ook kostbaar. Echter gelden in een aantal sectoren minder strenge hygiëne-eisen en specifiek voor die sectoren bestaat een kwalitatieve budgetlijn. Bijvoorbeeld in de detailhandel, retail, industrie, kantoren en het onderwijs.

Kwaliteit is onze basis, daarom hebben onze **budgetproducten** dezelfde mechaniek als onze andere stoelen. Vervolgens zijn deze budgetproducten uitgerust met alternatieve materialen voor de zitting, iets kleinere wielen (wel even stevig), een kunststof kruispoot in plaats van gepolijst aluminium en hebben de stoelen geen kolombalg om de gasveer. Daarnaast lever je niet in op service, deze is gelijk aan de service die wij leveren bij al onze andere zitoplossingen.



## Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Kunststof kruispoot
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Kunstleer bekleding

## Opties

- Verstelbare zithoek
- Synchroonmechaniek
- Lumbaalsteun met handpomp
- Verstelbare zitdiepte (schuifzitting)
- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Opklapbare voetenplank
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Wegklapbare armleggers



**922.1**

ZH 44-59 cm

WH 70-80 cm



**922.2**

ZH 52-70 cm

WH 70-90 cm



**922.3**

ZH 59-84 cm

WH 80-100 cm



**922.4**

ZH 70-95 cm

WH 90-110 cm



**922.1a**

ZH 44-59 cm

WH 70-80 cm



**922.2a**

ZH 52-70 cm

WH 70-90 cm



**922.3a**

ZH 59-84 cm

WH 80-100 cm



**922.4a**

ZH 70-95 cm

WH 90-110 cm

## Standaard

- Verstelbare zithoek
- Kunststof kruispoot
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd

## Opties

- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Vloerdoppen
- Voetenring
- Opklapbare voetenstang



## Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Kunststof kruispoot
- Polyurethaan zitting en rug
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd

## Opties

- Verstelbare zithoek
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Vloerdoppen
- Opklapbare voetenplank
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Wegklapbare armleggers





# BUDGET SERIE



**900.0**

ZH 34-42 cm  
WH 60-70 cm



**900.1**

ZH 43-58 cm  
WH 70-80 cm



**900.2**

ZH 51-69 cm  
WH 70-90 cm



**900.3**

ZH 58-83 cm  
WH 80-100 cm



**900.4**

ZH 67-92 cm  
WH 90-110 cm



**921.0**

ZH 36-44 cm  
WH 60-70 cm



**921.1**

ZH 41-56 cm  
WH 70-80 cm



**921.2**

ZH 47-65 cm  
WH 70-90 cm



**921.3**

ZH 54-79 cm  
WH 80-100 cm



**921.4**

ZH 65-90 cm  
WH 90-110 cm



**930.0**

ZH 36-44 cm  
WH 60-70 cm



**930.1**

ZH 45-60 cm  
WH 70-80 cm



**930.2**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm



**930.3**

ZH 59-84 cm  
WH 80-100 cm



**930.4**

ZH 68-93 cm  
WH 90-110 cm

## Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Kunststof kruispoot
- Wielen voor harde vloeren, onbelast geremd
- Kunstleer bekleding

## Opties

- Verstelbare zithoek
- Wielen voor zachte vloeren, onbelast geremd
- Wielen voor harde vloeren, belast geremd
- Geluidsarme krasvrije wielen, vrijlopend
- Blokkeerbare wielen
- Vloerdoppen
- Opklapbare voetenplank
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D



**910.1**

ZH 45-60 cm  
WH 70-80 cm



**910.2**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm




**910.3**

ZH 59-84 cm  
WH 80-100 cm



**910.4**

ZH 68-93 cm  
WH 90-110 cm



**911.1**

ZH 45-60 cm  
WH 70-80 cm



**911.2**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm



**911.3**

ZH 59-84 cm  
WH 80-100 cm



**911.4**

ZH 68-93 cm  
WH 90-110 cm



**915.1**

ZH 45-60 cm  
WH 70-80 cm



**915.2**

ZH 52-70 cm  
WH 70-90 cm



**915.3**

ZH 59-84 cm  
WH 80-100 cm



**915.4**

ZH 68-93 cm  
WH 90-110 cm

# Bekleding & Voorwaarden

## Standaardbekleding

Standaard bieden wij de keuze uit de volgende typen bekleding:

- Stamskin
- Stof Urban
- Kunstleer Amarena

Deze typen bekleding zijn verkrijgbaar in diverse kleuren (zie kleurstalen dealer).

## Maatwerkbekleding

We bieden de mogelijkheid om zelf stof aan te leveren voor maatwerkbekleding.

In het geval van keuze voor eigen stof kan Medisit niet aansprakelijk worden gesteld voor garantie, productkwaliteit en het verwerken van de stof.

Voor het aanleveren van stof voor de zitoplossingen gelden de volgende metrages:

Werkstoel	1.50 m
Tabouret zonder rug	0.80 m
Tabouret met rug	1.50 m
Zadelzitting	0.80 m
Zadelzitting met rug	1.50 m

## Bekleding aanverwante producten

Bovenstaande opties zijn enkel van toepassing op de zitoplossingen die wij zelf ontwikkelen en produceren. Ze zijn dus niet van toepassing op de aanverwante producten, waarvoor specifieke bekledingsopties beschikbaar zijn per product.

## **Aflevering**

Goederen worden semi-gemonteerd in doos geleverd, achter de eerste deur op de begane grond. Op verzoek kunnen stoelen compleet gemonteerd geleverd worden.

## **Hoogteverstelling en maatvoering**

Door toepassing van verschillende componenten kunnen de werkelijke maten afwijken van de vermelde maten.

## **Productwijzigingen**

Wij behouden ons het recht voor zonder aankondiging vooraf productwijzigingen door te voeren.

## **Eigendomsvoorbehoud**

Het eigendom wordt voorbehouden tot dat alle geleverde zaken, de daarmee samenhangende werkzaamheden en eventuele andere kosten volledig zijn betaald.

## **Retouren**

Retourzendingen dienen vooraf aangemeld te worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Reclamaties dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden.

## **Garantie**

10 jaar op de gasveer

5 jaar op metalen delen

2 jaar op bekleding

Bovenstaande garanties zijn enkel van toepassing op de zitoplossingen die wij zelf ontwikkelen en produceren.

**Er zijn een paar zaken die wij eigenlijk heel normaal vinden, maar die ons toch uniek maken:**

Medisit levert **maatwerk**. Sluit één van de bestaande oplossingen niet volledig aan? Dan denken we actief mee over wat er nodig is. Zo zijn onder andere de Magna-serie (voor obesitas patiënten), de mammografiestoel en de SurgiMove operatiestoel tot stand gekomen.

Heeft u **snel** een zitoplossing nodig? Dan kunnen wij vrijwel al onze producten met spoed leveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Ieder product kunt u **proefzitten**, zodat de gebruiker gelegenheid heeft om te ontdekken of onze oplossing de juiste is. Deze service kunnen we aanbieden omdat we in 90% van de gevallen, samen met onze dealers, direct de juiste zitoplossing vinden.

Wij streven naar **maximale kwaliteit en klanttevredenheid**. Omdat we echt de juiste oplossing willen bieden. Dit doen we door ons te verdiepen in de specifieke situatie van de klant en denken graag mee. Toch niet helemaal tevreden? Ook dan zoeken we graag samen een passende oplossing.

# Contact

Medisit

Drentse Poort 25a

9521 JA Nieuw Buinen (NL)

+31 (0)88 633 47 00

[info@vermea.com](mailto:info@vermea.com)

[www.medisit.nl](http://www.medisit.nl)

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.

Medisit is een geregistreerde handelsnaam van Vermea BV.

Uw dealer



Medisit • Drentse Poort 25a • 9521 JA • Nieuw Buinen (NL)  
+31(0)88 633 47 00 • [info@vermea.com](mailto:info@vermea.com) • [www.medisit.nl](http://www.medisit.nl)  
Medisit is een geregistreerde handelsnaam van Vermea BV.